

2'-O-Methylcytidin/Cm Kaninchen-Polyclonal Antikörper Für Dot Blot Und Elisa Anwendungen

Artikelnummer: CM0000020

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen 2'-O-Methylcytidin (Cm), ein modifiziertes Nukleosid. Geeignet für Dot Blot (DB) und ELISA Anwendungen mit speziesunabhängiger Kreuzreaktivität. Ideal für die epitranskriptomische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	2'-O-Methylcytidin/ Cm Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cm; 2'-O-Methylcytidin; 2'-O-Methylcytidin/ Cm
Spezies	Mensch
Immunogen	Chemische Verbindungen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel