

2'-O-Methylguanosin (Gm) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Dot Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000024

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die 2'-O-Methylguanosin (Gm)-Modifikation. Geeignet für Dot Blot (DB) und ELISA-Anwendungen. Spezies-unabhängige Reaktivität, ideal für die Epitranskriptomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	2'-O-Methylguanosin(Gm) Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Chemische Verbindungen Gm
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Spezies-unabhängig
Versand	Eisbeutel