

2'-O-Methylguanosin(Gm) Kaninchen-Mak Für Db Und Elisa | Artenunabhängiger Antikörper Gegen Modifizierte Nukleoside

Artikelnummer: CM0000035

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für 2'-O-Methylguanosin (Gm), ein modifiziertes Nukleosid. Artenunabhängige Reaktivität, validiert für Dot Blot (DB) und ELISA. Ideal für Epitranskriptomik und RNA-Modifikationsnachweis-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	2'-O-Methylguanosin(Gm) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	2'-O-Methylguanosin; Gm; 2'-O-Methylguanosin(Gm)
Spezies	Artenunabhängig
Gen-ID	CAS: 2140-71-8
Immunogen	Chemische Verbindungen (Gm)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel