

2'-O-Methyluridin (Um) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Dot Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000070

Einführung

2'-O-Methyluridin (Um) Kaninchen monoklonaler Antikörper. Spezifisch für das modifizierte Nukleosid Um. Validiert für Dot Blot und ELISA, artenunabhängig. Ideal für die Erforschung von RNA-Modifikationen und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	2'-O-Methyluridin(Um) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	Um; 2'-O-Methyluridin; 2'-O-Methyluridin(Um)
Spezies	Mensch
GenID	CAS: 2140-76-3
Immunogen	Chemische Verbindungen Um
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel