

2'-O-Methyluridin (Um) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Elisa Und Dot Blot - Um

Artikelnummer: CM0023851

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen 2'-O-methyluridin (Um), eine häufige RNA-Modifikation, gerichtet ist. Geeignet für ELISA und Dot Blot (DB) mit artsunabhängiger Reaktivität; unterstützt die Epitranskriptomik-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	2'-O-methyluridin(Um) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Um; 2'-O-methyluridin; 2'-O-methyluridin(Um)
Spezies	Mensch
Immunogen	Chemische Verbindungen Um
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Krossreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eisbeutel