

4-Hydroxynonenal (4-Hne) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P Und Durchflusszytometrie (Intrazellulär)

Artikelnummer: CM0000068

Einführung

Der 4-Hydroxynonenal (4-HNE) Kaninchen monoklonale Antikörper ist ein artenunabhängiges Werkzeug zum Nachweis von Lipidperoxidations-Addukten. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und intrazelluläre Durchflusszytometrie, ideal für die Erforschung von oxidativem Stress und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	4-Hydroxynonenal Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	4-HNE
Immunogen	Chemische Verbindungen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel