

5-Methylcytidin (M5C) Rna Kaninchen Mab Für Db Und Elisa

Artikelnummer: CM0000002

Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf die 5-Methylcytidin (m5C) RNA-Modifikation abzielt, validiert für Dot Blot und ELISA. Zeigt eine breite vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für die Epitranskriptomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	5-Methylcytidin/m5C(RNA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	m5C
Immunogen	Chemische Verbindungen, die m5C entsprechen.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eistasche