

5-Methylcytidin/M5C Kaninchen-Polyclonale Antikörper - M5C

Artikelnummer: CM0020217

Einführung

Speziesunabhängiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen 5-Methylcytidin (m5C) für Anwendungen im Dot Blot (DB) und ELISA. Geeignet für DNA/RNA-Methylierungsstudien in diagnostischen und Forschungskontexten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	5-methylcytidin/m5C Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen m5C
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel