

5-Methylcytosin (5Mc) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Db Und Elisa - Artenunabhängige Kreuzreaktivität

Artikelnummer: CM0000001

Einführung

Dieser 5-Methylcytosin (5mC) Kaninchen-monoklonale Antikörper ist geeignet für Dot Blot- und ELISA-Anwendungen mit artenunabhängiger Kreuzreaktivität. Ideal für epigenetische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	5-Methylcytosin (5mC) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	5mC; 5-Methylcytosin (5mC)
Immunogen	Chemische Verbindungen 5mC
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel