

5-Methylcytosin (5Mc), Kaninchen-Pab - 5Mc

Artikelnummer: CM0021209

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen 5-Methylcytosin (5mC), geeignet für Dot-Blot (DB) und ELISA. Die speziesunabhängige Kreuzreaktivität ermöglicht vielfältige Anwendungen in der epigenetischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	5-Methylcytosin (5mC), Kaninchen-pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen 5mC
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku