

5T4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13641

Artikelnummer: CM0003947



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes 5T4 (TPBG), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Krebsbiologie, Wnt-Signalgebung und Trophoblastforschung - Q13641.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	5T4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7162
Gen-ID	7162
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 des humanen 5T4 (Q13641) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13641
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel