

647 Kaninchen-Anti-Human Btn3A1/2/3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O00481 / P78410 / O00478

Artikelnummer: CM0011527



Einführung

Hochwertiger 647-konjugierter monoklonaler Antikörper gegen humanes BTN3A1/2/3 (CD277) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von T-Zell-Aktivierung, adaptiver Immunität und Immunonkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	647 Kaninchen-anti-human BTN3A1/2/3 mAb
Bemerkungen/Alias	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Spezies	Human
GeneID	11119/11118/10384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-630 von humanem BTN3A1 (NP_008979.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00481/P78410/O00478
Protein-Gewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel