

A-Actin-1 (Acta1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P68133

Artikelnummer: CM0005580



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes α -Actin-1 (ACTA1) abzielt, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Skelettmuskel- und Myopathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actin-1 (ACTA1) Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	58
GeneID	58
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem α -Actin-1 (ACTA1) (P68133) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68133
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel