


A-Synuclein Kaninchen-Pab - P37840

Artikelnummer: CM0025876



Einführung

Anti- α -Synuclein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges α -Synuclein, ein neuronales Protein, das den synaptischen Vesikeltransport und die Neurotransmitterfreisetzung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	α -Synuclein Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6622
GenID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 59-140 von humanem Alpha-Synuclein (NP_000336.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel