


Abcc8 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q09428

Artikelnummer: CM0026455



Einführung

ABCC8 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der humanes ABCC8/SUR1 erkennt und Kreuzreaktivität mit Maus aufweist. Unverzichtbar für Forschung zu Insulinsekretion und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCC8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6833
GenID	6833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 700-1000 des menschlichen ABCC8 (NP_000343.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q09428
Proteingewicht	177kDa
Versand	Eisbeutel