

Abcf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nuq8

Artikelnummer: CM0019305

Einführung

ABCF3 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, geeignet für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA. Er erkennt menschliches, murines und Ratten-ABCF3, ein Protein, das an der antiviralen Abwehr gegen Flaviviren beteiligt ist. Ideal für immunologische Detektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ABCF3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	EST201864; ABCF3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55324
GenID	55324
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 von menschlichem ABCF3 (NP_060828.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUQ8
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eiskühlung