

Abhd12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2K0

Artikelnummer: CM0023224

Einführung

ABHD12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA. Zielt auf menschliches ABHD12 ab, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Lysophosphatidylserin-Lipase-Funktion in der neurologischen und Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABHD12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dj965G21.2; ABHD12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26090
GenID	26090
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-250 von menschlichem ABHD12 (NP_056415.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8N2K0
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel