

Abhd5 Kaninchen Pab - Q8Wts1

Artikelnummer: CM0028867

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), validiert für WB und ELISA, kreuzreagierend mit Mensch und Maus. Unterstützt die Erforschung des Lipidstoffwechsels, der Triacylglycerol-Regulation und der Keratinozyten-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABHD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	51099
GeneID	51099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-349 von humanem ABHD5 (NP_057090.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WTS1
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel