

Acbd5-Kaninchen-Pab - Q5T8D3

Artikelnummer: CM0012864



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACBD5 (Q5T8D3). Für Western Blot und ELISA validiert; geeignet für die Erforschung von Pexophagie, Lipidstoffwechsel und Peroxisomen. Kreuzreaktiv mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACBD5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RDLKD; ACBD5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	91452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-440 des humanen ACBD5 (NP_663736.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5T8D3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku