


Ace1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P12821

Artikelnummer: CM0002240



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE1, CD143). Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Ideal für Blutdruck- und Herz-Kreislauf-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACE1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Spezies	Human
GeneID (human)	1636
GeneID	1636
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1200-1306 von humanem ACE1 (P12821) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12821
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Kühlakku