

Acetyl-Alpha-Tubulin (K40) Kaninchen Pab (Q71U36) Für Wb, If-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000108



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für acetyliertes Lysin 40 von menschlichem Alpha-Tubulin (TUBA1A, Q71U36). Validiert für WB, IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-Tubulin. Ideal für Studien zu Acetylierung und Mikrotubuli-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-alpha-Tubulin -K40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha-Tubulin -K40
Spezies	Mensch
GenID	7846
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K40 des menschlichen Alpha-Tubulin
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q71U36
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel