


Acetyl-Brd4 (K332) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Brd4-Acetylierungsnachweis

Artikelnummer: CM0000116



Einführung

Acetyl-BRD4-K332 Kaninchen-pAb (O60885) erkennt spezifisch acetyliertes BRD4 an Lysin 332 in menschlichen und Maus-Proben. Validiert für Western Blot und ELISA ist dieser Antikörper ideal für die Untersuchung epigenetischer Regulation und Transkriptionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-BRD4-K332 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetyl-BRD4-K332
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23476
GenID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid rund um K332 von menschlichem BRD4 (NP_490597.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60885
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel