

Acetyl-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P26358) Für Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000115



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes DNMT1 an K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. 183 kDa. Ideal für Studien zur DNA-Methylierung und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Spezies	Human
GeneID (human)	1786
GeneID	1786
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K1127 & K1129 & K1131 & K1133 von humanem DNMT1 (NP_001124295.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26358
Proteingewicht	183kDa
Versand	Eistasche