


Acetyl-Histon H2A (K5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P04908/P0C0S8) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000167



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes Lysin 5 (K5ac) von humanem Histon H2A (SWISS P04908/P0C0S8). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und wird für ein breites Spektrum weiterer Spezies vorhergesagt. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H2A-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acetyl-Histon H2A-K5
Spezies	Human
GeneID (human)	H2A
GeneID	3012/8329
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K5 von humanem Histon H2A (NP_003508.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P04908/P0C0S8
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel