

Acetyl-Histon H2B-K12 Kaninchen Pab (P62807/Q16778) Für Wb, Ihc-P, Chip

Artikelnummer: CM0000110



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für acetyliertes Histon H2B an Lysin 12 (P62807/Q16778). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H2B-K12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histon H2B-K12
Spezies	Human
GeneID (human)	3017/8349
GeneID	H2B
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K12 von humanem Histon H2B (NP_003519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62807/Q16778
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel