

Acetyl-Histon H2B-K15 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Artikelnummer: CM0000100



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf acetyliertes Lysin 15 von Histon H2B abzielt (SWISS: P62807/Q16778). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Voraussichtliche Reaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Acetyl-Histon H2B-K15 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H2B
Gen-ID	3017/8349
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K15 des menschlichen Histons H2B (NP_003519.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	P62807/Q16778
Versand	Eisbeutel