

Acetyl-Histon H2B-K20 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (P62807/Q16778) Für Wb, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000162



Einführung

Acetyl-Histon H2B-K20 Kaninchen pAb detektiert spezifisch acetyliertes Lysin 20 von menschlichem Histon H2B (SWISS P62807/Q16778). Validiert für WB, ELISA und ChIP in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für epigenetische Forschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H2B-K20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histon H2B-K20
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K20 von menschlichem Histon H2B (NP_003519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62807/Q16778
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistüte