

Acetyl-Histone H2B-K5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P62807/Q16778) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000127



Einführung

Acetyl-Histone H2B-K5 Kaninchen pAb von CamelBio, spezifisch für acetyliertes Lysin 5 von humanem Histon H2B (SWISS P62807/Q16778), geeignet für Western Blot, IHC, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Vorhergesagte breite Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies für die epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histone H2B-K5 Kaninchen pAb
Spezies	Human
GeneID (human)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K5 von humanem Histon H2B (NP_003519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62807/Q16778
Versand	Eistasche