


Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, Db, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000096



Einführung

Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen mAb validiert für WB, DB, ChIP, ELISA. Erkennt acetyliertes K14 von menschlichem Histon H3 (Q16695/P68431) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für chromatin- und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K14 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel