


Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000182



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 an Lysin 14, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ChIP und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für epigenetische Forschung und Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K14 von menschlichem H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
An>Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel