

Acetyl-Histon H3-K18 (P68431/Q16695) Kaninchen-Mak | Western Blot, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000130



Einführung

Hochspezifischer kanincher monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes K18 von Histon H3 (P68431/Q16695). Validiert für WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag mit breiter Speziesreaktivität. Ideal für epigenetische Forschung und Chromatin-Profilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K18 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histon H3-K18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K18 des menschlichen Histon H3 (P68431).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel