


## Acetyl-Histon H3-K18 (Q16695/P68431) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Chip Und Elisa

Artikelnummer: CM0000180



### Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen acetyliertes Lysin 18 von humanem Histon H3 (SWISS: Q16695/P68431). Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP. Ideal für epigenetische Forschung, Chromatinstudien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Acetyl-Histon H3-K18 Kaninchen pAb                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | H3fj; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Acetyl-Histon H3-K18 |
| Spezies           | Human                                                                                              |
| GeneID (Human)    | H3                                                                                                 |
| GeneID            | 8290/8350                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K18 von humanem H3 (NP_003520.1)    |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                          |
| Kategorie         | Acetylierte Antikörper                                                                             |
| Anwendung         | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Bandbreite vorhergesagt)                                        |
| SWISS             | Q16695/P68431                                                                                      |
| Proteingewicht    | 15kDa                                                                                              |
| Versand           | Eisüste                                                                                            |