


Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Chip, Wb & Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

Artikelnummer: CM0000176



Einführung

Standortspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der acetyliertes Lysin 27 (K27ac) an Histon H3 erkennt (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Breite vorausgesagte Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Geeignet für die epigenetische und chromatinbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K27
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um Position K27 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel