


Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, Ihc-P, Chip

Artikelnummer: CM0000150



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes Lysin 27 von Histon H3 (Q16695/P68431). Geeignet für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen mAb
Spezies	Human
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K27 von humanem Histon H3 (P68431)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistasche