


Acetyl-Histone H3-K27 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip, If, Ihc

Artikelnummer: CM0000197



Einführung

Acetyl-Histone H3-K27 Kaninchen mAb (SWISS Q16695/P68431) validiert für WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Histon-Modifikations- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histone H3-K27 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K27 von humanem Acetyl-Histone H3-K27 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel