


Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip-Seq, Elisa

Artikelnummer: CM0000200



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 an Lys27 (SWISS Q16695/P68431). Validiert für mehrere Anwendungen einschließlich WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Vorhergesagte breite Speziesreaktivität. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K27 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel