

Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen-Polyklonalantikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Elisa, Chip - Camelbio

Artikelnummer: CM0000118



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper spezifisch für acetyliertes Histon H3 Lys27 (H3K27ac). Validiert für WB, DB, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Epigenetik-Forschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K27
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K27 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Weiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel