


Acetyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000146



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen acetyliertes Lysin 36 von humanem Histon H3 (Q16695/P68431) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histone H3-K36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K36 von humanem Histon H3 (NP_003484.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel