


## Acetyl-Histon H3 (K36) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000178



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für acetyliertes Lysin 36 von Histon H3 (SWISS: Q16695/P68431). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit vorhergesagter breiter Artenkreuzreaktivität. Für epigenetische und Chromatin-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Acetyl-Histon H3-K36 Kaninchen pAb                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K36 |
| Spezies           | Mensch                                                                                              |
| GeneID (human)    | H3                                                                                                  |
| GeneID            | 8290/8350                                                                                           |
| Immunogen         | Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K36 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).                   |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                           |
| Kategorie         | Acetylierte Antikörper                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)                                         |
| SWISS             | Q16695/P68431                                                                                       |
| Proteingewicht    | 15kDa                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                           |