


Acetyl-Histon H3-K4 (Q16695/P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000141



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für acetyliertes Histon H3 an Lysin 4 (K4). Geeignet für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte, mit vorausgesagter breiter Kreuzreaktivität. Ideal für epigenetische Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K4 des menschlichen Histons H3 (NP_003484.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel