

Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000158



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 an Lysin 4 (Acetyl-Histon H3-K4). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgewicht ~15 kDa. Geeignet für epigenetische und chromatinbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K4 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel