

Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen Pab (Q16695 / P68431) Für Wb, If, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000161



Einführung

Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) detektiert endogenes Acetyl-H3K4. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und ChIP bei Mensch, Maus und Ratte, mit vorausgesagter breiter Kreuzreaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K4 des menschlichen Histon H3 (NP_003484.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel