

Acetyl-Histon H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, Elisa

Artikelnummer: CM0000166



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-Acetyl-Histon-H3-Antikörper, der auf K4-, K9-, K14-, K18-, K23- und K27-Modifikationen abzielt. Validiert für WB und ELISA mit breiter Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Ideal für Epigenetik-Forschung und Chromatin-Studien. 15 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K4 & K27 von menschlichem Acetyl-Histon H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel