


Acetyl-Histone H3-K56 (Q16695 / P68431) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Chip, Wb, If

Artikelnummer: CM0000105



Einführung

Acetyl-Histone H3-K56 Kaninchen mAb (Klon A22565) erkennt acetyliertes Lysin 56 von humanem Histon H3 (Q16695/P68431). Validiert in ChIP-seq, WB, IF und CUT&Tag für die Epigenetikforschung. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und einer Vielzahl vorhergesagter Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Acetyl-Histone H3-K56 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K56
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/ 8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K56 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Weite Voraussage)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel