


Acetyl-Histone H3-K9 Kaninchen-Mak (Q16695/P68431) Für Epigenetische Forschung Und Chip-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000172



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 Lysin 9 (H3K9ac) für Human, Maus, Ratte. Validiert für WB, ChIP-seq, IF/ICC und mehr. Ideal für epigenetische, chromatinbezogene und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histone H3-K9 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, Acetyl-Histone H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid rund um K9 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel