


## Acetyl-Histon H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16695/P68431

Artikelnummer: CM0000149



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 an den Lysinen 9, 14, 18, 23 und 27. Validiert für WB und ELISA, mit vorhersagbarer breiter Kreuzreaktivität. Geeignet für epigenetische Forschung und Studien zur Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Acetyl-Histon H3-K9/K14/K18/K23/K27 Kaninchen pAb                                                                           |
| Bemerkungen/Aliae | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K9/K14/K18/K23/K27          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | H3                                                                                                                          |
| GenID             | 8290/8350                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches acetyliertes Peptid im Bereich von K9, K14, K18, K23 und K27 des menschlichen Acetyl-Histons H3 (NP_003520.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Acetylierte Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorhersagbar)                                                                  |
| SWISS             | Q16695/P68431                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 15 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |