


Acetyl-Histon H3-K9/K14/K18/K23/K27 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000135



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, der auf acetyliertes Histon H3 an den Lysinen 9, 14, 18, 23 und 27 abzielt. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA.

Vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K9/K14/K18/K23/K27 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K9/K14/K18/K23/K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel