


Acetyl-Histon H3 (Lys4) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Artikelnummer: CM0000147



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für acetyliertes Histon H3 an Lys4 (Q16695/P68431). Geeignet für Western Blot, ChIP, IF/ICC, IP, DB und ELISA. Voraussichtlich kreuzreaktiv mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Epigenetik und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histon H3; HIST1H3A; Acetyl-Histon H3-K4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid rund um K4 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Qu Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstiges (Breite Reaktion vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel