


Acetyl-Histon H4-K12 Kaninchen Mab (P62805) Für Chip, Wb Und Ihc-P | Camelbio

Artikelnummer: CM0000195



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für acetyliertes Lysin 12 des menschlichen Histons H4. Geeignet für WB, IP, IHC-P, ChIP und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histon H4-K12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8359/8370
GenID	8359/8370
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K12 des menschlichen Histons H4 (NP_003486.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel