

Acetyl-Histon H4 (K12) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62805

Artikelnummer: CM0000125



Einführung

Spezifischer kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes Lysin 12 von humanem Histon H4 (P62805). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit breiter Kreuzreaktivität zu Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histon H4-K12
Spezies	Human
GeneID (human)	H4
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K12 von humanem Histon H4 (NP_001029249.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel